






PUMPENSCHLÄUCHE

Preisliste 2009

Preisstellung: ab Tübingen, zzgl. MWSt.

Material	Version	Ausführung	Länge	Reiter-Abstand	Art. Nr.	€/ Pck.	
PVC Standard		entsprechend Tygon® 3603				12 St. pro Pck.	
	<ul style="list-style-type: none"> • farblos, transparent • preiswerter Schlauch für anorganische Lösungen • etwas gasdurchlässig • Temperaturbereich - 50°C bis + 75°C 						
		2 Reiter	406mm	152mm	S21 - 0 **	23,00	
		3 Reiter	406mm	72mm	S21 - 2 **	25,00	
Solvent Flex		entsprechend Tygon® F-4040-A				12 St. pro Pck.	
	<ul style="list-style-type: none"> • gelb, durchscheinend • für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate • nicht für konz. Säuren und Laugen • Temperaturbereich - 35°C bis + 75°C 						
		2 Reiter	406mm	152mm	S23 - 0 **	39,00	
		3 Reiter	406mm	72mm	S23 - 2 **	43,00	
Santoprene		entsprechend Pharmed® / Mediprene®				12 St. pro Pck.	
	<ul style="list-style-type: none"> • beige, undurchsichtig • für nicht toxische und nicht hämolytische Zellkulturen und Geweben • höhere Lebensdauer im Vergleich mit PVC-Schläuchen • Temperaturbereich - 50°C bis + 135°C 						
		2 Reiter	406mm	152mm	S26 - 0 **	56,00	
		3 Reiter	406mm	72mm	S26 - 2 **	60,00	
Fluoroelastomer		FPM, FKM entsprechend Viton® / Fluran®				12 St. pro Pck.	
	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz, undurchsichtig • für Lösungsmittel, Öle und Benzine sowie konz. Säuren und Laugen • gute chemische Beständigkeit • Temperaturbereich - 30°C bis + 200°C 						
	lang	2 Reiter	406mm	152mm	S27 - 0 **	105,00	
	kurz	2 Reiter	178mm	127mm	S27 - 3 **	68,00	
	lang	3 Reiter	406mm	72mm	S27 - 2 **	120,00	
Silikon						12 St. pro Pck.	
	<ul style="list-style-type: none"> • weiss - gelblich, durchscheinend • für pharmazeutische Produkte (nicht für konz. Säuren u. Lösungsmittel) • extrem glatte Innenfläche verhindert Bakterienwachstum • Temperaturbereich - 60°C bis + 230°C 						
		2 Reiter	406mm	152mm	S25 - 0 **	42,00	
		3 Reiter	406mm	72mm	S25 - 2 **	46,00	

** Endnummer entsprechend dem Innendurchmesser (farbkodierte Reiter)

Tygon MH für Lösemittel - speziell für **MIBK**

Pumpenschläuche mit geweiteten Enden zum direkten Anschluss von Kapillarschläuchen

auf Anfrage

auf Anfrage