

	Beschreibung	Ident-Nr.	Art.-Nr.	
	SOP Torch, einteilig			
	mit Injektor ID = 1,8 mm	(75060596)	750 - 05	
	mit Injektor ID = 1,0 mm	(48205001)	750 - 07	
	mit Injektor ID = 2,5 mm		750 - 08	
	Organik	(75160504)	750 - 04	
	EOP Torch, einteilig			
	mit Injektor ID = 2,5 mm	(75160526)	750 - 40	
	mit Injektor ID = 1,8 mm	(75160592)	751 - 40	
	mit Huellgas-Zusatz (EOP/Ciros)	(75160537)	750 - 48	
		Teilerlegbare Torch		
Zwischen- und Aussenrohr		(48206002)	750 - 06	
Torch Spectroflame-EOP (20/80)		(48206007)	750 - 42	
Teilerlegbare Torch flared end (EOP)			750 - 44	
	Voll zerlegbare Torch			
	Aussenrohr	(48205004)	750 - 50	
	Zwischenrohr	(48205005)	750 - 52	
	Injektorrohre aus Quarzglas			
	Modula	ID = 1,5mm	(48105008)	750 - 21
	Modula	ID = 1,8 mm	(48105010)	750 - 22
	Modula mit Huellgas	ID = 2,5 mm	(48105009)	750 - 23
	EOP	ID = 2,5 mm	(48105058)	750 - 25
	Injektorrohre aus Aloxid-Keramik (HF-fest)			
	Modula	ID = 1,8 mm	(48807008)	750 - 58
	mit KS13 aus PTFE (Modula)	ID = 1,8 mm		751 - 58
	EOP	ID = 2,5 mm	(48807011)	750 - 59
	mit KS13 aus PTFE (EOP)	ID = 2,5 mm		751 - 59
	Sonstiges			
	Endkappe aus TeflonPFA auf Scott-Kammer OD= 34mm		526 - 31	
	Huellgas-Adapter mit KS	(48100003)	750 - 63	
	Knierohr mit Kugelschliff		750 - 17	
	Spruehkammern aus Quarzglas			
	Scott-Spruehkammer wasserkuehlbar		755 - 14	
	Zyklon-Spruehkammer mit KS13/5 und 4mm Drain		755 - 15	
	Spruehkammern aus Borosilikatglas			
	Scott-Spruehkammer SOP	(48105006)	750 - 14	
	Spruehkammer mit Prallkugel	(48105003)	750 - 12	
	Spruehkammern (HF-fest)			
	Scott-Spruehkammer SOP aus TeflonPFA			
	Scott-Spruehkammer aus TeflonPFA mit Rohrbogen			
	Zerstaeuber aus Borosilikatglas mit EzyFit und EzyLok			
	Conikal, 3mL/min	AR27-075-FC3E	503 - 73	
	SeaSpray, 0,4mL/min	AR30-07-FSS04E	503 - 39	
	Zerstaeuber (HF resistant)			
	Cross-Flow-Zerstaeuber mit Platin-Kapillare und Saphir in Kunststoff-Endkappe ID = 34mm	(75060502)	750 - 92	

Unsere Preise finden Sie unter www.ahf.de.