


# ZERSTÄUBER ESI

Price List 2009


Modell	Probenrate	Typ	Art.-Nr.	
--------	------------	-----	----------	--

## MicroFlow PFA erhöhte Empfindlichkeit durch sehr feines Aerosol



### mit fest eingebauter Probenkapillare


0,02 ml/min	PFA-20µl	507 - 49	1.150,00
0,05 ml/min	PFA-50µl	507 - 50	1.135,00
0,1 ml/min	PFA-100µl	507 - 51	1.120,00
0,4 ml/min	PFA-400µl	507 - 54	1.115,00



### mit austauschbarer Probenkapillare

0,05 ml/min	PFA-ST-50µl	507 - 60	1.060,00
0,1 ml/min	PFA-ST-100µl	507 - 61	1.050,00
0,4 ml/min	PFA-ST-400µl	507 - 64	1.040,00
0,7 ml/min	PFA-ST-700µl	507 - 67	1.030,00

## MicroFlow PP erhöhte Empfindlichkeit durch sehr feines Aerosol



### mit austauschbarer Probenkapillare


0,05 ml/min	PolyPro-ST-50µl	507 - 70	510,00
0,1 ml/min	PolyPro-ST-100µl	507 - 71	510,00
0,4 ml/min	PolyPro-ST-400µl	507 - 74	495,00
0,7 ml/min	PolyPro-ST-700µl	507 - 77	495,00

## Probenkapillaren für ST-Zerstäuber



Durchfluß	ID	Farbkodierung	Art.-Nr.	
20µl/min	0,15 mm	rot	507 - 16	75,00
50µl/min	0,20 mm	lila	507 - 15	75,00
100µl/min	0,25 mm	grün	507 - 12	75,00
400µl/min	0,50 mm	orange	507 - 11	75,00
700µl/min	0,80 mm	blau	507 - 10	75,00

## Sampling Probes metallfreie Ausführung mit durchgängiger PFA-Kapillare



Durchfluß	ID	Autosampler	Art.-Nr.	
50µl/min	0,20mm	ASX-100	507 - 24	200,00
100µl/min	0,25mm	ASX-100	507 - 25	200,00
400µl/min	0,50mm	ASX-100	507 - 26	200,00
100µl/min	0,25mm	ASX-500/510	507 - 27	200,00
400µl/min	0,50mm	ASX-500/510	507 - 28	200,00
700µl/min	0,80mm	ASX-500/510	507 - 29	200,00
50µl/min	0,20mm	AS-9X	507 - 32	200,00
100µl/min	0,25mm	AS-9X	507 - 33	200,00
400µl/min	0,50mm	AS-9X	507 - 35	200,00
700µl/min	0,80mm	AS-9X	507 - 38	200,00
50µl/min	0,20mm	SC	507 - 42	200,00
100µl/min	0,25mm	SC	507 - 43	200,00
400µl/min	0,50mm	SC	507 - 45	200,00
700µl/min	0,80mm	SC	507 - 48	200,00