





#### DATEN:

:: Dosierbereich (pro Hub):	5 ... 300 µl bzw. 100...1500 µl
:: Reproduzierbarkeit:	0,1 ... 1 %
:: Richtigkeit:	0,2 ... 5 %
:: Temperaturbeständigkeit:	~ bis 120 °C
:: Gewicht:	ca. 140 g

#### BESTELLINFORMATIONEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	
	Mini Dispenser	<b>Dosierbereich 5 ... 300 µl</b>
T05-105		mit Glasflasche 500 ml (SCHOTT)
T05-110		mit Glasflasche 1 Liter (SCHOTT)
T05-605		mit PFA-Flasche 500 ml
T05-602		mit PFA-Flasche 250 ml (Flaschenhalterung empfohlen)
	Mini Dispenser	<b>Dosierbereich 100 ... 1500 µl</b>
T06-110		mit Glasflasche 1 Liter (SCHOTT)
T06-602		mit PFA-Flasche 250 ml
T06-605		mit PFA-Flasche 500 ml
T06-610		mit PFA-Flasche 1 Liter
T05-900	Mini Dispenser	<b>Dosierbereich 5 ... 300 µl (ohne Flasche)</b> mit Adaption an angelieferter Flasche
T06-900	Mini Dispenser	<b>Dosierbereich 100 ... 1500 µl (ohne Flasche)</b> mit Adaption an angelieferter Flasche
T05-029	Ersatz	Ventil-Kit für Mini-Dispenser
T05-025	Zusatz	Flaschenhalter für 250 ml PFA-Flaschen